

アイディポック

# ID POC

Infectious Disease-Point of Care



2021

カタログ有効期限  
2022年3月末まで

## 新型コロナウイルス抗原検査キット特集

### 検査キット



### 検査機器

メディバルグループは診断から治療までトータルサポート致します！



株式会社 メディセオ



株式会社 エバルス



株式会社 アトル

新型コロナウイルス  
インフルエンザ

大塚製薬

クイックナビ™-Flu+COVID19Ag



### SARS-CoV-2とFluA・FluBの同時検査可能

- 検体：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
- 反応時間：10分
- SARS-CoV-2抗原とインフルエンザ抗原（A型・B型）の同時検査が可能
- 変異株との反応性確認済（アルファ株・ベータ株・ガンマ株・デルタ株・カッパ株）
- 検体調整時の静置不要・植毛タイプのスワブを採用



デルタ株など  
変異株の検出も  
可能です



| ご注文番号    | 製品名                   | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|-----------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47399478 | クイックナビ™-Flu+COVID19Ag | 10テスト | 2~30℃ | 12ヵ月 | ¥40,000      | 承認番号     | 30300EZ00053000<br>体外診断用医薬品 |

新型コロナウイルス  
インフルエンザ

富士レビオ

エスプライン® SARS-CoV-2&Flu A+B




### 1カセットでSARS-CoV-2とFluを同時に検査

- 検体：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
- 反応時間：20分
- 新型コロナウイルス抗原とインフルエンザウイルス抗原を同時に検出
- デルタ株を含む変異株との反応性を確認
- 検体抽出後の静置時間が不要
- 見やすい判定ライン



SARS-CoV-2  
とFluが同時!



| ご注文番号    | 製品名                        | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|----------------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47405820 | エスプライン® SARS-CoV-2&Flu A+B | 10テスト | 1~30℃ | 21ヵ月 | ¥15,000      | 承認番号     | 30300EZ00068000<br>体外診断用医薬品 |

新型コロナウイルス

タウンズ

イムノエース® SARS-CoV-2



### 判定時間は15分、Fluと検体共用可能

- 検体：鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
- 反応時間：~15分 ※15分より前でも判定部[T]及び[C]の両方に黒色のラインが認められた場合には陽性と判定してください。
- 検体種が鼻腔ぬぐい液の場合、イムノエース®Fluと双方向で検体の共用が可能です。
- 検体種が鼻咽頭ぬぐい液の場合、下記イムノエース®シリーズと同時に検査することが可能です。検体共用可能項目：Flu・アデノ・hMPV・RSV Neo・Flu/RSV（詳細は各キットの添付文書をご参照ください）



他の検査項目とも  
検体共用可能



| ご注文番号    | 製品名                | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|--------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47339068 | イムノエース® SARS-CoV-2 | 10テスト | 2~30℃ | 10ヵ月 | ¥60,000      | 承認番号     | 30200EZ00068000<br>体外診断用医薬品 |
| 47339299 | イムノエース® SARS-CoV-2 | 60テスト | 2~30℃ | 10ヵ月 | ¥360,000     |          |                             |



QRコード読み取りでポックWEBの製品ページがご覧いただけます!

新型コロナウイルス

Meiji Seika ファルマ

チェックMR-COV19




チェックFluA・Bと抽出液が同じ

- 検体: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液 (滴下数: 3滴)
- 反応時間: 3 ~ 15分 (陽性判定時間) 15分 (陰性判定時間)
- SARS-CoV-2抗原を検出
- チェックFlu A・Bと抽出液が同じ\*

\*チェックFlu A・Bの添付文書には、鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液検体抽出液が共通使用可能と記載があります。



プレートに  
滴下数・判定時間  
を明記



| ご注文番号    | 製品名          | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|--------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47390384 | チェックMR-COV19 | 10テスト | 2~30℃ | 12ヵ月 | ¥15,000      | 承認番号     | 30300EZ00041000<br>体外診断用医薬品 |

新型コロナウイルス

極東製薬工業

イムノアロー SARS-CoV-2




新型コロナウイルスの抗原を15分で検出

- 検体: 鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液
- 反応時間: ~15分 (陰性確認は15分)
- 乾燥を防ぐためのカバーシールが付属
- 核酸検査用のウイルス保存液も検体として使用可能
- 専用の機器や設備が不要



視認性の高い  
青色ラインを採用!



| ご注文番号    | 製品名               | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|-------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47393350 | イムノアロー SARS-CoV-2 | 10テスト | 2~30℃ | 12ヵ月 | ¥60,000      | 承認番号     | 30300EZ00039000<br>体外診断用医薬品 |

新型コロナウイルス

ミズホメディー

デンシトメトリー分析装置

クイックチェイサー Immuno Reader II



場所をとらない  
コンパクトサイズ  
(100×200×200)



メーカー希望価格(税別) ¥450,000  
外形寸法: 100mm(幅)×200mm(奥行)×200mm(高さ)  
本体重量: 約2.3kg  
届出番号: 14B1X10022000124  
一般医療機器 特定保守管理医療機器  
製造販売元: 富士フイルム株式会社

SARSコロナウイルス抗原キット  
クイックチェイサー®  
Auto SARS-CoV-2

商品コード: 47375073  
包装: 10テスト 貯法: 1~30℃  
有効期間: 12ヵ月  
メーカー希望価格(税別): ¥14,000円



承認番号: 30300EZ00023000  
体外診断用医薬品  
製造販売元: 株式会社ミズホメディー

自動判定のため、時間に制約されません。  
迷いがありません。個人差も生じません。


- 反応時間: 15分 (クイックチェイサー® Auto SARS-CoV-2)
- 1台で6項目の感染症を測定できる
- タッチパネル操作 ● バーコードリーダー搭載
- 検査結果は自動でプリントアウト

測定原理: イムノクロマト反射光測定法

【その他の項目も対応できます】

Flu/Myco/Adeno/StrepA/  
RSV/Adeno

※AdenoとStrepAは銀増幅の原理を用いておりません。



※在庫状況によって、納品までにお時間を頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※実施料・判断料は2021年9月現在のものです。

新型コロナウイルス 積水メディカル

ラピッドテスト SARS-CoV-2




専用装置  
「ラピッドテストリーダー」  
による判定も可能です。

ラピッドテストリーダー  
メーカー希望価格(税別) ¥250,000  
届出番号: 13B2X00163229001  
医療機器(一般/特管)

目視判定・装置判定が可能!

- 検体: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
  - 反応時間: ~10分
  - 検体希釈液はラピッドテスト FLU・NEXT、ラピッドテスト RSV-アデノ・NEXTと共通使用可能
- ※ラピッドテスト FLU・NEXTとラピッドテスト RSV-アデノ・NEXTの検体希釈液はラピッドテスト SARS-CoV-2には使用できません。



| ご注文番号    | 製品名                | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|--------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47400298 | ラピッドテスト SARS-CoV-2 | 10テスト | 2~30℃ | 12ヵ月 | ¥30,000      | 承認番号     | 30300EZ00050000<br>体外診断用医薬品 |

新型コロナウイルス 富士フイルムメディカル

富士ドライケム IMMUNO AG  
ハンディ COVID-19 Ag




高感度検出技術を採用

- 検体: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
- 反応時間: 約11分
- 専用装置が不要なハンディタイプ
- 自己採取可能な鼻腔ぬぐい液も使用可能
- SARS-CoV-2に特異性の高い抗体を採用




SARS-CoV-2を  
特異的に検出!



| ご注文番号    | 製品名                              | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|----------------------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47406586 | 富士ドライケムIMMUNO AG ハンディCOVID-19 Ag | 10テスト | 1~30℃ | 12ヵ月 | ¥60,000      | 承認番号     | 30300EZ00015000<br>体外診断用医薬品 |

新型コロナウイルス 富士フイルムメディカル

富士ドライケム IMMUNO AG  
カートリッジ COVID-19 Ag




少ない抗原量で検出率向上

- 検体: 鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
- 反応時間: 15分
- 感度と特異度を両立
- 抽出液がインフルエンザ(FluAB)の測定にも使用可能
- 装置による自動判定でより客観的に



専用装置  
による  
自動判定!



※本試薬は「IMMUNO AG」シリーズの専用試薬です。  
カートリッジ単体ではご使用できません。

富士ドライケム IMMUNO AG2  
メーカー希望価格(税別): 450,000円  
薬事番号: 14B1X10022000123  
薬事名称: デンシトメトリ分析装置  
サイズ: 200×100×200mm(D×W×H)  
重さ: 2.3kg

| ご注文番号    | 製品名                                  | 包装    | 貯法    | 有効期間 | メーカー希望価格(税別) | 実施料 600点 | 判断料 144点                    |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|------|--------------|----------|-----------------------------|
| 47372679 | 富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19 Ag | 10テスト | 1~30℃ | 12ヵ月 | ¥60,000      | 承認番号     | 30300EZ00024000<br>体外診断用医薬品 |